

# HUMANITAS

Unità Operativa di Analisi Cliniche

## RACCOLTA DELL'ESPETTORATO PER LA RICERCA DEI MICOBATTERI (BK o BACILLO DI KOCH) PROCEDURA P22

### IL GIORNO DELL'ESAME

È consigliato eseguire la raccolta per 3 giorni consecutivi utilizzando contenitori sterili a bocca larga con tappo a vite (disponibili presso i Punto Prelievo di Humanitas)

Ogni mattina, togliere eventuali dentiere o protesi mobili e sciacquare la bocca con acqua (non usare collutori o disinfettanti orali)

Raccogliere l'espettorato (catarro) dopo colpi di tosse profondi nel contenitore, **evitando di fare entrare nel contenitore saliva o muco nasale.**

Riavvitare bene il coperchio del contenitore e **conservarlo in frigorifero.**

Consegnare i tre contenitori al Laboratorio/Centro Prelievi entro 60 ore dall'inizio della raccolta

► **N.B. : L'esame colturale richiede 60 giorni di incubazione nei terreni opportuni; la ricerca in PCR (tempo di risposta di 7 giorni lavorativi), se eventualmente richiesta, non esclude la coltura.**