


TELEMONITORAGGIO POST-CHIRURGIA TORACICA ROBOTICA



GUIDA RAPIDA PER UTENTE

ACCEDI E MISURA


Dal menu dello smartphone, cliccare sull'icona dell'app ADiLife.

È necessario inserire, all'interno della schermata iniziale, le credenziali di accesso (email e password) che vi sono state rilasciate.

Per effettuare una misurazione cliccare su "Aggiungi misura". Si accederà in questo modo al menu delle misurazioni singole e continue.


CARATTERISTICHE DISPOSITIVO ADI BOX HC03

Il dispositivo ha un connettore per la carica USB (a) e 3 sensori di contatto per saturazione d'ossigeno (b), temperatura ed elettrocardiogramma (c) e una placca in metallo inferiore per l'elettrocardiogramma (d). Per maggiori informazioni su come eseguire le misurazioni, leggere quanto segue.



OSSIMETRIA

Selezionare la misurazione desiderata premendo Ossimetria. Per avviare la misura toccare prima misurazione automatica. Una volta ottenuti i valori della misurazione cliccare sulla freccia in basso a destra.




TEMPERATURA

Selezionare la misurazione desiderata premendo Temperatura. Per avviare la misura toccare prima misurazione automatica. Una volta ottenuti i valori della misurazione cliccare sulla freccia in basso a destra.



PRESSIONE ARTERIOSA

Dopo aver indossato la fascia e seguito le indicazioni del disegno sottostante, selezionare la dicitura pressione arteriosa. Per avviare la misurazione toccare prima misurazione automatica. Una volta ottenuti i valori della misurazione cliccare sulla freccia in basso a destra.



MANUALE D'USO UTENTE VIDEO CONTACT

INTRODUZIONE

- Con il modulo VIDEO CONTACT integrato all'interno della piattaforma ADILIFE potrete entrare in videoconferenza da PC.
- Come browser è possibile utilizzare Firefox o Chrome in quanto Explorer ed Edge al momento non supportano applicazioni Web RTC.
- Il video contact è usufruibile da Smartphone, Tablet e PC, con sistemi operativi Windows, IOS e Android.

ACCESSO AL VIDEO CONTACT

- Per effettuare l'accesso alla video comunicazione è necessario che l'utente abbia ricevuto al suo indirizzo di posta elettronica un invito alla televisita dalla struttura sanitaria di riferimento.
- Per poter accedere alla televisita è sufficiente cliccare il link all'interno del corpo della mail. A questo punto viene aperta una pagina internet che consente l'accesso alla video conferenza.
- Cliccando accedi a videoconferenza si entra direttamente nella applicazione di video comunicazione. Appena l'operatore sanitario accede alla stanza virtuale, si avvia la televisita.

FUNZIONALITA' DEL VIDEO CONTACT

- Nella parte superiore della schermata sono presenti tutti i comandi disponibili per poter usufruire delle funzionalità del modulo video contact per la televisita.
- Sarà inoltre possibile impostare una lingua differente, usufruire della chat, condividere file e anche il proprio schermo.

Informazioni



Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

IRCCS Istituto Clinico Humanitas

Via Manzoni, 56 - 20089 Rozzano (MI)

Centralino

Tel. 02.82241

Direzione Medico Sanitaria

Dott. Michele Lagioia

www.humanitas.it



Organization Accredited
by Joint Commission International